

BELOTERO®

Prima – Dopo

Labbra¹Labbra¹

Fonte:

¹Dott. Patrick Micheels, Ginevra²Dott. med. Markus Klöppel, Monaco (Baviera)

- risultato duraturo
- non richiede assenza dalla vita sociale
- risultato visibile immediatamente
- prodotto da biofermentazione

30 minuti che La ringiovaniscono di anni!

Il trattamento anti-rughe con Belotero® è efficace e semplice sia per Lei, sia per il Suo medico. In genere un'applicazione di soli 30 minuti è già sufficiente per ringiovanire il Suo aspetto di anni.

Semplice e veloce

Un test per valutare un'eventuale allergia non è richiesto poiché Belotero® è composto da acido ialuronico prodotto da biofermentazione. Il trattamento può iniziare quindi subito dopo un colloquio consultativo completo. L'applicazione è praticamente indolore e in genere non richiede l'uso di anestetico o anestesia locale. L'applicazione è semplice anche per il Suo medico – si lasci convincere Lei stessa.

Risultato visibile immediatamente

Tramite una finissima siringa e praticamente senza dolore Belotero® è iniettato sotto la ruga riempiendola delicatamente. E' un successo visibile immediatamente!

Flessibilità elevata

I risultati di un trattamento con Belotero® sono duraturi ma non permanenti. Con il passare del tempo l'acido ialuronico viene riassorbito in maniera naturale e dopo alcuni mesi Lei può decidere ancora se desidera un nuovo ringiovanimento.

La maggioranza dei pazienti ripete l'applicazione con Belotero® dopo 6-12 mesi per avere ancora un aspetto giovane e fresco tale come si sentono dentro!

Merz Derma Estetica.

La bellezza che va sotto la pelle.

Merz Derma Estetica Le offre diverse possibilità per mantenere a lungo la bellezza e giovinezza della propria pelle. Il Suo medico Le consiglia volentieri il metodo di trattamento più adatto.

Se desidera ottenere maggiori informazioni riguardanti il tema delle rughe o se ha ancora delle domande, può visitare il nostro sito Internet www.belotero.com (esiste solo in tedesco al momento).

Inoltre riceviamo volentieri anche la Sua email all'indirizzo elettronico: info@merz.ch

Timbro dello studio medico

Prodotto da:
Anteis S.A., 18, Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates,
Geneva/Switzerland

Distribuito da:
Merz Pharma (Svizzera) SA, Hegenheimermattweg 57,
4123 Allschwil 1

Informazioni per il paziente.

Visibilmente giovane più a lungo.

Artikel-Nr.: 48152 CH 12/05

Nuovo

BELOTERO®
Il filler composto da acido ialuronico con CPM®



BELOTERO®
Il filler composto da acido ialuronico con CPM®

Avere un aspetto giovane più a lungo – Chi non lo desiderasse?

Il nostro corpo cambia con il passare degli anni. Anche la pelle perde la propria giovinezza ed elasticità. Poco a poco sempre più rughe piccole e grandi appaiono nel viso. Spesso sembriamo più vecchi di quanto non ci sentiamo. Questo è un processo naturale, ma che può essere rallentato.

Si decida per Belotero®

Belotero® è la nuova generazione dei gel composti da acido ialuronico per correggere in modo mirato le rughe e ridare volume alle labbra. Belotero è iniettato delicatamente sotto le rughe e dà volume senza provocare danni. Il Suo viso diventa liscio e fresco mantenendo un aspetto naturale.

Sicuro e ben tollerato

Belotero® è composto da acido ialuronico reticolato che nella sua forma originale è presente anche nel tessuto umano. Un processo di produzione speciale rende l'acido ialuronico particolarmente stabile e ne attribuisce un effetto duraturo. Questa sostanza è ben tollerata e progressivamente totalmente degradata dal nostro organismo in maniera naturale.

Nuovo

BELOTERO® BASIC
BELOTERO® SOFT



BELOTERO® – L'innovativa tecnologia CPM®


Belotero® è il primo filler con **CPM** (Coesive Polydensified Matrix). La sua particolarità consiste nel processo di produzione: l'acido ialuronico multi-reticolato di Belotero è processato per ottenere un gel coerente con zone di densità diverse – CPM – facile da iniettare nella pelle.

Effetto duraturo

CPM® rende il gel Belotero iniettato particolarmente stabile e garantisce un risultato cosmetico di lunga durata.

Un bel aspetto naturale

Belotero® si distribuisce in modo regolare nella Sua pelle e ottiene delle transizioni dolci tra parti del viso trattate e non trattate. Il risultato è un aspetto particolarmente naturale e bello.



Prima dell'applicazione




Dopo il trattamento con
Belotero®

BELOTERO® – Individuale come Lei!



Belotero® Soft



Belotero® Basic

Ogni viso e ogni pelle sono diversi – per questa ragione esistono due versioni di Belotero® con concentrazioni diverse. Il Suo medico potrà così indirizzare la propria scelta verso l'applicazione ottimale per ogni zona da trattare.


BELOTERO® SOFT

È indicato per la correzione di rughe superficiali, come p.es. rughe periorcari (zampe di gallina) o rughe sopra le labbra. L'infiltrazione avviene nel derma superficiale.


BELOTERO® BASIC

È indicato per la correzione di rughe medie e profonde, come p.es. rughe orizzontali della fronte, intorno al naso o alla bocca, e per ridare volume alle labbra. L'infiltrazione avviene nel derma medio e profondo.

BELOTERO® Prima – Dopo



Rughe interciliari¹
pretrattamento con tossina botulinica



Rughe intorno al naso e alla bocca¹



Rughe intorno al naso e alla bocca²



Rughe della marionetta²